

機械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科重合用光照射器 35775000

特定保守管理医療機器

スマートライトPS

【禁忌・禁止】

1. 光生物学的反応による既往歴のある人（日光じん麻疹、赤芽球増殖性プロトポルフィリン症）、あるいは光感作性のある薬を服用している人には、光線を照射しないこと。
2. 埋込み型心臓ペースメーカーを装着しており、医師から電気カミソリやヘアードライヤーなどの小型電気製品を使用しないように注意を受けている人はこの製品による治療をしないこと。
3. セラミックインレー等の間接修復物の合着用セメントの重合には適さないで、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 外形寸法
ハンドピース 長さ：159mm
ハンドピース 幅：28mm
LED チップ 長さ：93mm
LED チップ 幅：14mm
2. 重量
ハンドピース 重量：100g
充電器 重量：45g

【使用目的、効能又は効果】

歯科用レジン材料の重合を行うことに使われる電力灯である。

【品目仕様等】

1. 定格電源 100V 50/60Hz
2. 光出力 950mw/cm²
3. 電撃の保護 クラスⅡ、B F 形機器

【操作方法又は使用方法等】

操作方法については、使用説明書を参照ください。

[操作方法概要]

1. 取扱説明書に従って、本体を充電する。
2. LED チップの角度を調整する。チップの先端は修復物に触れない程度に、できるだけ近づける。
3. ON/OFF キーを軽く押して光照射する。
アラームが鳴ると 10 秒間光照射されます。
4. 取扱説明書に従って、本体のメンテナンスを行う。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 電源電圧が機器に指定されている電圧と一致していること。
- 2) 使用する前に破損がないことを確認すること。

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
 - (1) 光生物学的反応による既往歴のある人（日光じん麻疹、赤芽球増殖性プロトポルフィリン症）、あるいは光感作性のある薬を服用している人には、光線を照射しないこと。
 - (2) 埋込み型心臓ペースメーカーを装着しており、医師から電気カミソリやヘアードライヤーなどの小型電気製品を使用しないように注意を受けている人はこの製品による治療をしないこと。
2. 重要な基本的注意
 - (1) 本機器を使用する前に使用説明書をよく読むこと。
 - (2) セラミックインレー等の間接修復物の合着用セメントの重合には適さないで、使用しないこと。
 - (3) 照射後、常に充電状態にしないこと。（過充電防止）
 - (4) 本機器は、引火性の麻酔剤と空気又は亜酸化窒素と混合している環境下では使用しないこと。

- (5) 口腔内粘膜への長時間の照射はケガや刺激の原因となるので行わないこと。
- (6) 歯科材料の重合中は、LED チップ先端が材料に付かないように注意しながら口腔内粘膜との接触を避けて照射すること。
- (7) 残像作用のような一時的な視覚障害を生じることがあるので、LED チップ先端から照射される光線を直視しないこと。
- (8) 網膜に疾患のある人は、眼科医と相談の上、保護眼鏡を使用するなどして適切な方法で目を保護するよう特に注意すること。
- (9) 故障したときは勝手にいじらず適切な表示を行い、修理は専門家に任せること。
- (10) 消毒する際は、充電器から照射器を外すこと。
- (11) 本機器を使用の際は、術者・患者ともに適切な方法で目を防護すること。
- (12) 白内障手術の既往がある人は適切な防護処置（青紫光線や紫外線をカットする防護メガネを使用するなど）を講じない限り、本製品を使用したり本機器からの光に当てたりしないこと。
- (13) 出力される光量が減少する恐れがあるため LED チップは常に清潔にすること。
- (14) 消毒薬使用の際は、水性の消毒剤をその取扱説明書に従って消毒すること。
- (15) 本機器は、記載の使用目的以外には使用しないこと。
- (16) 本機器は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (17) 本機器は改造しないこと。
- (18) ハンドピース、LED チップを落下させないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

[貯蔵・保管方法]

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などに対する安定状態に注意すること。
3. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
4. 本機器は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前に使用説明書を必ずよく読むこと。

1. 本機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
2. しばらく使用しなかった本機器を再使用するときには、使用前に必ず本機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

【包装】

セット製品構成

ハンドピース	1
LED チップ	1
充電器	1
アイプロテクター	1
使用説明書	1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元	デンツプライ三金株式会社
住所	栃木県大田原市下石上 1382 番 11
製造国	ドイツ
製造元	デンツプライ デトレイ社 Dentsply DeTrey GmbH

[問い合わせ窓口]

カスタマー・サービス・センター
電話番号 0120-789-123
FAX 番号 0120-789-129

使用説明書を必ずご参照ください。